

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200
Test: Acid Phosphatase
Catalog #: A7503

Test Name	:	Acid Phosphatase
Short Name	:	AP
Units	:	IU/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	405
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	10
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	25
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	1290
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	9
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	800
Blk Acti. L.	:	5
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Albumin

Catalog #: A7502

Test Name	:	Albumin
Short Name	:	ALB
Units	:	g/dl
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	620
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	5
Reag 1 Vol.	:	290
Dil.	:	10
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	5.3
Low Norm Limit	:	3.5
Linearity	:	9
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Alcohol

Catalog #: A7504

Test Name	:	Alcohol
Short Name	:	ALC
Units	:	mg/dl
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	7
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	0
Dil.	:	0
Pos.	:	0
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		NO
NB of Std :		2
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	100
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	400
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	500
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200
Test: Alkaline Phosphatase
Catalog #: A7516

Test Name	:	Alkaline Phosphatase
Short Name	:	ALK
Units	:	U/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	405
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	4
NB Measur	:	5
Reag 1 Vol.	:	280
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	7
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	1875
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	123
Low Norm Limit	:	35
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	
Upper Blk Limit	:	800
Blk Acti. L.	:	20
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: ALT

Catalog #: A7526

Test Name	:	ALT
Short Name	:	ALT
Units	:	U/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	3
NB Measur	:	4
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	50
Dil.	:	10
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	30
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	2
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :		
NB of Std :		
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	-622
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	10
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	36
Low Norm Limit	:	4
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	1000
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	800
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: APO A1

Catalog #: A7544

Test Name	:	APO A1
Short Name	:	APO A1
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	18
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	135
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	0
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	3 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		5
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	206
Low Norm Limit	:	107
Linearity	:	230
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: APO B

Catalog #: A7588

Test Name	:	APO B
Short Name	:	APO B
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	15
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	135
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	4
Dil.	:	0
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	3 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		5
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	152
Low Norm Limit	:	60
Linearity	:	215
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Amylase

Catalog #: A7564

Test Name	:	Amylase
Short Name	:	AMY
Units	:	U/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	405
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	3
NB Measur	:	5
Reag 1 Vol.	:	280
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	7
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	1290
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	125
Low Norm Limit	:	25
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	800
Blk Acti. L.	:	5
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: ASO

Catalog #: A7566

Test Name	:	ASO
Short Name	:	ASO
Units	:	IU/L
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	4
NB Measur	:	15
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	50
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	15
Dil.	:	0
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	3 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		5
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	156
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	1000
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	100
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: AST

Catalog #: A7561

Test Name	:	AST
Short Name	:	AST
Units	:	U/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	4
NB Measur	:	5
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	50
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	30
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	2
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :		
NB of Std :		2
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	-622
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	10
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	40
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	800
Upper Blk Limit	:	2500
Blk Acti. L.	:	800
ODT1-ODTO L	:	2500

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Direct Bilirubin

Catalog #: B7538

Test Name	:	Direct Bilirubin
Short Name	:	DBIL
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	580
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	2
NB Measur	:	15
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	3
Dil.	:	30
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	30
Dil.	:	30
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	0.5
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	20
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	300
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Total Bilirubin

Catalog #: B7576

Test Name	:	Total Bilirubin
Short Name	:	TBIL
Units	:	MG.DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	580
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	2
NB Measur	:	15
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	15
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	1.2
Low Norm Limit	:	0.2
Linearity	:	23
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	500
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: BUN

Catalog #: B7552

Test Name	:	BUN
Short Name	:	BUN
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	I.R.R.
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	320
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	80
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	4
Dil.	:	0
Activation :		ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	18
Low Norm Limit	:	7
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	600
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Calcium

Catalog #: C7503

Test Name	:	Calcium
Short Name	:	CA
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	580
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	4
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	6
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	10.4
Low Norm Limit	:	8.5
Linearity	:	20
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Calcium ARS III

Catalog #: C7529

Test Name	:	Calcium ARS III
Short Name	:	CA
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	620
1 st Read. = 0	:	YES
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	400
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	6
Dil.	:	30
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	10.8
Low Norm Limit	:	8.5
Linearity	:	18
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Chloride

Catalog #: C7501

Test Name	:	Chloride
Short Name	:	CL
Units	:	MEQ/L
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	YES
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	400
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	4
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		NO
NB of Std :		2
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	107
Low Norm Limit	:	98
Linearity	:	120
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Cholesterol

Catalog #: C7510

Test Name	:	Cholesterol
Short Name	:	CHOL
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	7
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	200
Low Norm Limit	:	150
Linearity	:	700
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	800
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: CK

Catalog #: C7512

Test Name	:	CK
Short Name	:	CK
Units	:	IU/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	5
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	6
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	622
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	3
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	160
Low Norm Limit	:	25
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	600
Blk Acti. L.	:	10
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: CK-MB

Catalog #: C7562

Test Name	:	CK-MB
Short Name	:	CK-MB
Units	:	U/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	12
NB Measur	:	20
Reag 1 Vol.	:	260
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	0
Dil.	:	0
Pos.	:	0
Sample Vol.	:	13
Dil.	:	0
Activation :		ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :		
NB of Std :		
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	311
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	22
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	2000
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	600
Blk Acti. L.	:	5
ODT1-ODTO L	:	1000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Creatinine

Catalog #: C7539

Test Name	:	Creatinine
Short Name	:	CREAT
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	I.R.R.
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	2
NB Measur	:	3
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	10
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	25
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :	:	YES
NB of Std :	:	1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	1.4
Low Norm Limit	:	0.4
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	550
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	3000

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: CRP

Catalog #: C7564

Test Name	:	CRP
Short Name	:	CRP
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	540
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	4
NB Measur	:	8
Reag 1 Vol.	:	240
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	143
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	23
Dil.	:	0
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	3 DEG NO
Blk. = Std :		
NB of Std :		5
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY.
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	*
Low Norm Limit	:	*
Linearity	:	*
Lower Blk Limit	:	*
Upper Blk Limit	:	*
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

NON-VALIDATED APPLICATION

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: GGT

Catalog #: G7571

Test Name	:	GGT
Short Name	:	GGT
Units	:	IU/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	405
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	3
NB Measur	:	6
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	15
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	950
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	10
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	54
Low Norm Limit	:	8
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	1200
Blk Acti. L.	:	4
ODT1-ODTO L	:	200

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Glucose

Catalog #: G7517

Test Name	:	Glucose
Short Name	:	GLUC
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	YES
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	11
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	105
Low Norm Limit	:	70
Linearity	:	500
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	500
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: HDL

Catalog #: H7507,H7511

Test Name	:	HDL
Short Name	:	HDL
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	8
Reag 1 Vol.	:	280
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	14
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	75
Low Norm Limit	:	30
Linearity	:	700
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	150
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: AUTOHDL

Catalog #: H7545

Test Name	:	AUTOHDL
Short Name	:	HDL
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	I.R.R.
Filter Value	:	580
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	12
Reag 1 Vol.	:	240
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	80
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	75
Low Norm Limit	:	30
Linearity	:	150
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	150
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	700

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Iron

Catalog #: I7504

Test Name	:	Iron
Short Name	:	IRON
Units	:	UG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	580
1 st Read. = 0	:	YES
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	13
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	20
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	5
Dil.	:	20
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	50
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :	:	YES
NB of Std :	:	1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	3
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	150
Low Norm Limit	:	60
Linearity	:	500
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	400
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: LDH

Catalog #: L7572

Test Name	:	LDH
Short Name	:	LDH
Units	:	IU/L
Assay Type	:	KINECTIC
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	
Lag Phase 1	:	2
NB Measur	:	5
Reag 1 Vol.	:	280
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	7
Dil.	:	0
Activation :	:	ANY
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	
Blk. = Std :	:	
NB of Std :	:	
Std 1 Val	:	
Pos	:	
Factor	:	550
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	10
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	285
Low Norm Limit	:	80
Linearity	:	
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	10
ODT1-ODTO L	:	120

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Magnesium

Catalog #: M7527

Test Name	:	Magnesium
Short Name	:	MG
Units	:	MEQ/L
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	2
Reag 1 Vol.	:	500
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	9
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	2.5
Low Norm Limit	:	1.3
Linearity	:	4
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	800
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Phosphorus

Catalog #: P7516

Test Name	:	Phosphorus
Short Name	:	PHOS
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	4
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	6
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	4.8
Low Norm Limit	:	2.5
Linearity	:	12
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	3000
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Total Protein

Catalog #: T7528

Test Name	:	Total Protein
Short Name	:	TP
Units	:	G/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	540
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	7
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	6
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		NO
NB of Std :		2
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	WATER
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	8.5
Low Norm Limit	:	6.2
Linearity	:	15
Lower Blk Limit	:	
Upper Blk Limit	:	
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: RF

Catalog #: R7568

Test Name	:	RF
Short Name	:	RF
Units	:	IU/ML
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	340
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	4
NB Measur	:	15
Reag 1 Vol.	:	250
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	50
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Sample Vol.	:	15
Dil.	:	0
Activation :		REAG. 2
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	3 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		3
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	1
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	10
Low Norm Limit	:	0
Linearity	:	300
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	200
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Triglyceride

Catalog #: T7532

Test Name	:	Triglyceride
Short Name	:	TRIG
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	YES
Lag Phase 1	:	0
NB Measur	:	13
Reag 1 Vol.	:	300
Dil.	:	10
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	3
Dil.	:	0
Activation :		
Lag Phase 2	:	
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	5
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	165
Low Norm Limit	:	36
Linearity	:	1000
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	150
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03

Pointe Scientific, Inc.

Instrument Application

Analyzer: HYCEL 200

Test: Uric Acid

Catalog #: U7581

Test Name	:	Uric Acid
Short Name	:	UA
Units	:	MG/DL
Assay Type	:	E.P.STD
Filter Value	:	500
1 st Read. = 0	:	NO
Lag Phase 1	:	1
NB Measur	:	20
Reag 1 Vol.	:	280
Dil.	:	0
Pos.	:	*
Reag 2 Vol.	:	
Dil.	:	
Pos.	:	
Sample Vol.	:	7
Dil.	:	30
Activation :		SAMPLE
Lag Phase 2	:	0
Stand Calcul	:	1 DEG
Blk. = Std :		YES
NB of Std :		1
Std 1 Val	:	*
Pos	:	*
Factor	:	
NB REP ST/CT	:	2
Control Val	:	*
Dev	:	*
Predil Rate	:	1
Postdil Rate	:	2
Diluent	:	PHY
Rinse Type	:	3
Up Norm Limit	:	7.7
Low Norm Limit	:	2.5
Linearity	:	20
Lower Blk Limit	:	0
Upper Blk Limit	:	200
Blk Acti. L.	:	
ODT1-ODTO L	:	

*User Defined

It is recommended that two levels of control material be assayed daily. Reorder PSI Chemistry Controls Cat.# C7590-50 & C7591-50.

Rev 1/03